



**Ziegenhaar Miniaturbürstchen**  
Goat hair Miniature Brushes  
Für Kunststoffoberflächen  
(Verblendkunststoffe).  
Hohe Standzeit.  
Schaft 2,35 mm, weiß, weich  
For resin surfaces (acrylic veneer).  
Long-lasting.  
Shank 2.35 mm, white, soft.

16 mm Ø  
12 St./ pcs. REF 22680  
144 St./ pcs. REF 22681

19 mm Ø  
12 St./ pcs. REF 22682  
144 St./ pcs. REF 22683



**Plüschmullschwabbel**  
Muslin buffing wheel  
Zur Hochglanzpolitur von Keramik  
(in Verb. mit Diamantpolierpaste).  
Weiche Qualität, 2,35 mm Schaft.  
For high gloss polish on ceramic  
(together with diam. polishing  
paste).  
Soft quality, 2.35 mm shank.

21 mm Ø  
6 St./ pcs. REF 23266

Weitere Qualitätsprodukte für die Zahntechnik/  
More quality products for technicians:

[www.kkd-topdent.de](http://www.kkd-topdent.de)

Überreicht von Ihrem Dental-Fachhandel /-Depot  
your dental dealer

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH  
Geschäftsbereich TOPDENT  
Mühlgraben 36  
73479 Ellwangen / Jagst  
Telefon: +49 (7961) 9073-0  
Fax: +49 (7961) 52031  
e-Mail: info@kkd-topdent.de

[www.kkd-topdent.de](http://www.kkd-topdent.de)



# TOPDENT BLUESTAR® DIAMANT-POLIERPASTE

für die Handstückpolitur  
DIAMANT-POLISHING PASTE  
for the handpiece polishing



**Neue Dosenform zur  
besseren Entnahme**  
New tin for easier access



**Technologie für dentale Perfektion –  
inspiriert von der Natur**  
Technology for dental perfection –  
inspired by nature

MO70921 / 13.10.2020



40 g  
REF 21035

Sehr abrasive und ergiebige Diamant-Polierpaste für die Vor- und Hochglanzpolitur von

- Zirkon
- Composite
- Dentalkeramik
- NEM-Legierungen

#### Anwendung:

Weiches Miniaturbürstchen aus Ziegenhaar (z. B. TOPDENT REF 22680 oder REF 22682) vor der Verwendung ohne Paste abziehen. Für ein optimales Finish mit wenig Polierpaste vorpolieren und anschließend mit einer sauberen, montierten Schwabbel (z. B. TOPDENT REF 23266 Plüschmullschwabbel) ohne Paste auf Hochglanz polieren.

Max. 5.000-20.000 min<sup>-1</sup>

Lagerung:  
Nicht über 25 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Behältnisse nach Gebrauch stets verschließen und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Very abrasive and long lasting Diamond polishing paste for pre- and high gloss polishing of

- Zirconium
- Composite
- dental ceramics
- NPM alloys

#### Instructions:

Prior to use, strop soft Miniature brushes made of goat hair (e.g. TOPDENT REF 22680 or REF 22682) without paste. For an optimal finish, pre-polish with little paste and then using a clean mounted buffing wheel (e.g. TOPDENT REF 23266 muslin buffing wheel) polish without paste to high gloss.

Max. 5.000-20.000 min<sup>-1</sup>

Storage:  
Do not stock over 25 °C. Avoid direct sun. Close tins immediately after use and keep it away from children.